


KOA -KULUMAPOLVITUKI



281,00 €

Käyttöaiheet:

- Keskivaikea tai vaikea toispuoleinen polvikuluma
- Leikkauksen jälkeinen ruston tai kierukan hoito

SKU: 26M20014

Tuote: Polvituki toispuoleiseen polvikulumaan

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määräytyy polven keskikohdan ympärysmittan mukaan. Erikseen vasen ja oikea puoli.

Oikea = oikean polven mediaalinen kuluma (länkisäärisyys) tai vasemman polven lateraalinen kuluma

(pihtipolvisuus)

Vasen = vasemman polven mediaalinen kuluma (länkisäärisyys) tai oikean polven lateraalinen kuluma (pihtipolvisuus)

| Koko | Polven ympäryys |
|------|-----------------|
| XS | 30-33 cm |
| S | 33-36 cm |
| M | 36-39 cm |
| L | 39-43 cm |
| XL | 43-48 cm |
| XXL | 48-54 cm |

Lisätiedot:

Edut ja ominaisuudet:

- Ainutlaatuinen tukiremmijärjestelmä
 - Antaa toispuoleisen kevennyksen nivelen kuormitukselle kolmipistejärjestelmän avulla
 - Remmit antavat tuen polven asennon mukaisesti. Remmit kiristyvät polven ojentuessa suoraksi ja löystyvät koukistaessa
 - Helppo remmien kireydensäätö
- Venyvä ja mukavantuntuinen kangas
 - Puuvillainen sisäosa lisää mukavuutta ja polyesteriä oleva ulkopinta lisää kestävyyttä
- Kevyet ja pehmeät remmit sekä nopeat solkikiinnitykset
- Soljissa pienet vetoremmit kiinnittämisen helpottamiseksi. Vetoremmit pysyvät paikoillaan pienien magneettien avulla.
- Tuen toisella sivulla on alumiinikisko, johon on saatavilla ekstensio- ja fleksiorajoituspaloja
 - Ekstensio: 0°, 10°, 20°, 30° ja 40°
 - Fleksio: 45°, 60°, 75° ja 90°
- Laadukas kondyylipehmuste vähentää remmien aiheuttamaa painetta
- Pohje- ja reisiremmien elastisuus ja siirrettävät pehmusteet lisäävät käyttömukavuutta

KATSO VIDEO:

- [käyttöohje potilaalle](#)
- [asennusohje teknikolle](#)

Tuotemerkki: Orthoservice

Myymälähinta: 281

Saatavilla vain myymälästä: 1

Toimitusaika: varastotuote

KUVAT

