

ACROMION 2.0 -SOLISLUUTUKI



~~146,00 €~~
131,40 €

Käyttöaiheet

- Konservatiivinen hoito acromioklavikulaari-nivelen stabilointiin I, II ja III tyypin traumaattisten diskolaatioiden jälkeen
 - Jopa dislokaatioiden IV ja V hoidossa
- Konservatiivinen hoito solisluun murtumassa

SKU: 26MS1063

Tuote: Laadukas ja miellyttävä tuki solisluun vammoihin

Koko- ja tilaustiedot:

Yhden koon tuote, jota on saatavilla erikseen oikeaan ja vasempaan käteen.

Lisätiedot:

Edut ja ominaisuudet:

- Tuote suunniteltu siten, että solisluu työntyy alaspäin ja olkaluu ylöspäin kohdistuen acromionin ja solisluun vastakkain
- Anatomisesti muotoiltu vahvike hartian/solisluun päällä, jossa hyvä polyeteenivaahtopehmuste ja remmeissä kiertyvät liittimet
- Soljellisella lateraalihihnalla (oranssi) tuotteen voi irrottaa nopeasti
- Säädettävä, miellyttävä kyynärpään ja kyynärvarren tuki, jonka polyeteenivaahtomuovinen puolijäykkä pehmuste mahdollistaa tuotteen helpon pukemisen
- Säädettävä kiinnityshihnan solki (valkoinen) Velcro®-kiinnitysjärjestelmällä
- Takahihnoissa on sekä vakio- että esiasetettu kiristys
- Veluurihihnat, säädettävä koko

Myymälähinta: 146

Toimitusaika: varastotuote

KUVAT

