

## GENUFEEL OA -KULUMAPOLVITUKI



**239,00 €**

### Käyttöaiheet:

- Kohtalainen toispuoleinen polvikuluma
- Postoperatiivinen käyttö kierukka- tai rusto-operaation jälkeen

**SKU:** 26M24014

**Tuote:** Dynaaminen polvituki toispuoleisen kuluman hoitoon.

### Koko- ja tilaustiedot:

Koko määräytyy reiden ympärysmittan mukaan. Mitta otetaan 15 cm polvilumpion keskikohdan yläpuolelta. Tuen korkeus 40 cm.

Oikean puoleinen tuki sopii oikean polven sisäsivun kuluman ja vasemman polven ulkosivun hoitoon.

Vasemman puoleinen tuki sopii vasemman polven sisäsivun kuluman ja oikean polven ulkosivun kuluman hoitoon.

Mikäli reiden ympärysmitta on kahden koon välillä, kannattaa valita pienempi koko.

<b>Koko</b>	<b>Reiden ympäryys</b>
XS	33-39 cm
S	39-45 cm
M	45-52 cm
L	52-58 cm
XL	58-66 cm
XXL	66-75 cm

#### **Lisätiedot:**

#### **Edut ja ominaisuudet:**

- Patentoitu kiinnitys- ja kiristysmekanismi
- Kiinnitysmekanismi tekee tuesta helpon pukea ja riisua
- Polven sivuilla olevat kehät vähentävät painetta ja lisäävät käyttömukavuutta
- Kolmepisteinen tuenta keventää kuormitusta kipeältä nivelpinnalta
- Dynaaminen tuenta auttaa silloin, kun tuentaa tarvitaan
  - Polven ollessa koukussa remmit löystyvät eikä tukea ole
  - Polven suoristuessa remmit kiristyvät ja kuormitus kevenee kipeältä nivelpinnalta esim. kävellessä ennen jokaista askelta
- Hengittävä ja elastinen materiaali
- Edestävä avattava malli helpottaa pukemista
- Pehmeät taskut helpottavat pukemista
- Paine jakautuu polven alueelle tasaisesti
- Toisella puolella metallinen kisko, johon saadaan ojennus- tai koukistusrajoituspaloja
- Muovikiskot helpottavat tuen kohdistamista oikeaan kohtaan
- Lisäosana geelipehmuste vähentämään painetta
- Velcro -remmisäätö

**Myymälähinta:** 239

Saatavilla vain myymälästä: 1

Toimitusaika: varastotuote

## KUVAT

