



## HIPO -LONKKAORTTOOSI



### Käyttöaiheet:

- Pre- ja postoperatiivisesti lonkan tekonivel-operaation tai revisiion yhteydessä
- Konservatiivisesti hoidettavat reisiluun kaulan murtumat
- Potilaat joilla potentiaalia lonkkanivelen ongelmiin, tilanteissa joissa on tärkeää kontrolloida abduktio ja fleksio-ekstensio suuntia

**SKU:** M2000

**Tuote:** Hipo-lonkkaortoosi lonkan tarkkaan kontrollointiin

### Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittäytyy vyötärön, lantion ja reiden distaali- ja proksimaaliosan ympärysmittan mukaan

**Tuotenumero M.2000** (koko setti: lantio- ja reisososa sekä nivel)

<b>Lantio-osa</b>				
Koko	S	M	L	XL
Vasen	2122	2123	2124	2125
Oikea	2112	2113	2114	2115
Vyöt. ympärys	60-82cm	80-96cm	94-115cm	99-120cm
Lantion ympärys	68-90cm	90-110cm	106-126cm	111-131cm
<b>Reisi-osa</b>				
Koko	S	M	L	XL
Vasen	2222	2223	2224	2225
Oikea	2212	2213	2214	2215
Proks ymp.mitta	44-53cm	48-60cm	57-68cm	62-76cm
Dist ymp. mitta	34-41cm	36-45cm	42-49cm	46-56cm
<b>Nivel</b>				
Nivel	Regular	Long	Abdusoiva regular	Abdusoiva long
Tuotenumero	M.2305	M.2306	M.2307	M.2308
Potilaan pituus	<180cm	>180cm	<180cm	>180cm

**Lisätiedot:****Edut ja ominaisuudet:**

- Tukeva mutta kevytrakenteinen tuki
- Tuen avulla mahdollista välttää lonkan adduktio ja kontrolloida fleksio ja ekstensio tilanteen mukaisesti
- Tuki koostuu lantio-osasta (S-XL), reisosasta (S-XL) ja nivelestä
- Niveltä on saatavana abdusoivana ja normaalina. Abdusoiva on tilanteisiin jossa tarvitaan abduktiokontrollia ja normaali nivels silloin kun fleksio-ekstensio suunnan rajoitus riittää.
  - Abduktio/adduktiosäätö 7,5° välein
  - Fleksio-ekstensiosäätö 0-120° 15° välein

**Tuotemerkki:** Orthoservice**Myymälähinta:****Saatavilla vain myymälästä:** 1**Toimitusaika:** varastotuote

